

PANDUAN PENGGUNAAN
APLIKASI ANTRIAN KLINIK
Sistem Manajemen Antrian Pasien Digital

1. LOGIN ADMIN

Sebelum menggunakan aplikasi, petugas diwajibkan melakukan login menggunakan akun admin yang telah terdaftar di sistem. Proses login berfungsi sebagai pengamanan agar hanya petugas yang berwenang dapat mengakses data pasien.

Langkah-Langkah:

- 1. Buka Aplikasi:** Jalankan aplikasi Antrian Klinik pada perangkat Android dan tunggu hingga splash screen selesai ditampilkan.
- 2. Isi Username:** Masukkan username admin pada kolom Username yang tersedia di halaman login.
- 3. Isi Password:** Masukkan password pada kolom Password.
- 4. Tekan Tombol Login:** Klik tombol LOGIN. Jika berhasil, aplikasi akan langsung masuk ke halaman utama daftar antrian.

***Catatan:** Apabila username atau password yang dimasukkan salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Pastikan data login sudah benar sebelum mencoba kembali.*

2. TAMBAH DATA PASIEN

Fitur ini digunakan untuk mendaftarkan pasien baru ke dalam sistem antrian klinik. Setiap pasien yang didaftarkan akan mendapatkan nomor antrian secara otomatis dari sistem tanpa perlu pengisian manual.

Langkah-Langkah:

- 1. Halaman Utama:** Setelah login, Anda akan berada di halaman daftar pasien aktif.
- 2. Tekan Tombol Tambah:** Tekan tombol '+' yang tersedia di layar utama.
- 3. Isi Data Pasien:** Masukkan Nama Pasien, poli yang di tujukan dan Keluhan pada kolom yang telah disediakan.
- 4. Simpan Data:** Tekan tombol SIMPAN. Nomor antrian akan diberikan secara otomatis oleh sistem.

Catatan: Nomor antrian diberikan secara otomatis dan berurutan. Petugas tidak perlu mengisi nomor antrian secara manual.

3. AMBIL NOMOR ANTRIAN OTOMATIS

Sistem secara otomatis menetapkan nomor antrian kepada setiap pasien yang berhasil didaftarkan. Nomor antrian bersifat berurutan dan dimulai dari angka 1 pada setiap hari kerja baru.

Langkah-Langkah:

- 1. Daftarkan Pasien:** Ikuti prosedur Tambah Data Pasien pada bagian sebelumnya.
- 2. Nomor Muncul Otomatis:** Setelah data tersimpan, nomor antrian akan tampil secara otomatis pada kartu pasien di daftar.
- 3. Informasikan ke Pasien:** Sampaikan nomor antrian tersebut kepada pasien sebagai tanda bukti pendaftaran.

Catatan: Nomor antrian dimulai dari 1 dan bertambah secara berurutan setiap kali ada pasien baru yang didaftarkan pada hari yang sama.

4. PANGGIL PASIEN BERIKUTNYA

Fitur ini memungkinkan petugas untuk memanggil pasien sesuai urutan nomor antrian. Status pasien akan diperbarui secara otomatis pada daftar setelah dipanggil sehingga petugas dapat memantau alur pelayanan dengan mudah.

Langkah-Langkah:

1. **Lihat Daftar Antrian:** Pada halaman utama, daftar pasien ditampilkan secara berurutan sesuai nomor antrian.
2. **Pilih Pasien:** Klik pada kartu pasien yang akan dipanggil untuk melihat detail data pasien tersebut.
3. **Ubah Status:** Tekan tombol 'Panggil' untuk mengubah status pasien menjadi Dipanggil.
4. **Konfirmasi:** Status pasien berubah pada daftar dan pasien berikutnya siap dipanggil.

Catatan: Pasien yang sudah dipanggil akan terlihat berbeda statusnya pada daftar, sehingga petugas dapat mengetahui siapa yang sudah dan belum dilayani.

5. RIWAYAT PASIEN

Fitur Riwayat menyimpan seluruh data pasien yang pernah mendaftar, termasuk data dari hari-hari sebelumnya. Data riwayat bersifat permanen dan tidak akan terhapus meskipun antrian harian direset.

Langkah-Langkah:

1. **Buka Menu Riwayat:** Pada navigasi bawah atau menu utama, pilih menu 'Riwayat'.
2. **Lihat Daftar Riwayat:** Seluruh data pasien yang pernah terdaftar akan ditampilkan beserta tanggal pendaftaran dan status.
3. **Cari Data Lama:** Gunakan kolom pencarian untuk menemukan riwayat pasien tertentu berdasarkan nama.
4. **Lihat Detail:** Klik salah satu data untuk melihat informasi lengkap riwayat pasien tersebut.

***Catatan:** Data riwayat tidak akan terhapus meskipun antrian harian direset. Data tersimpan secara permanen di database lokal perangkat.*

6. CARI PASIEN BERDASARKAN NAMA

Fitur pencarian memudahkan petugas dalam menemukan data pasien tertentu secara cepat, baik di daftar antrian aktif maupun di halaman riwayat, tanpa perlu menelusuri daftar secara manual. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan nama pasien, status antrian, maupun waktu pendaftaran.

Langkah-Langkah:

- 1. Buka Kolom Cari:** Tap pada kolom pencarian (ikon kaca pembesar) di bagian atas halaman utama atau riwayat.
- 2. Ketik Nama Pasien:** Masukkan sebagian atau seluruh nama pasien yang ingin dicari.
- 3. Cari Berdasarkan Status:** Gunakan filter status untuk menyaring pasien berdasarkan kondisi antrian, seperti Menunggu, Dipanggil, atau Selesai.
- 4. Cari Berdasarkan Waktu:** Gunakan filter waktu untuk menyaring data pasien berdasarkan tanggal atau jam pendaftaran.
- 5. Lihat Hasil Pencarian:** Daftar akan otomatis menyaring dan menampilkan pasien yang sesuai dengan kata kunci atau filter yang dipilih.
- 6. Pilih Data Pasien:** Klik pada hasil pencarian untuk melihat detail lengkap data pasien tersebut.

***Catatan:** Pencarian bersifat real-time. Daftar langsung diperbarui saat Anda mengetik atau memilih filter tanpa perlu menekan tombol apapun.*

7. RESET ANTRIAN HARIAN

Fitur reset digunakan di awal setiap hari kerja untuk mengosongkan daftar antrian aktif dan memulai penomoran antrian dari angka 1 kembali. Fitur ini tidak menghapus data riwayat pasien sebelumnya.

Langkah-Langkah:

1. **Buka Menu:** Pada halaman utama, tekan ikon titik tiga di pojok kanan atas layar.
2. **Pilih Reset Antrian:** Pilih opsi 'Reset Antrian Harian' dari menu yang muncul.
3. **Konfirmasi:** Dialog konfirmasi akan muncul. Tekan OK atau Ya untuk melanjutkan proses reset.
4. **Antrian Dikosongkan:** Daftar antrian aktif dikosongkan dan nomor antrian akan dimulai dari 1 kembali pada sesi berikutnya.

***Catatan:** Perhatian: Reset hanya menghapus data antrian hari ini. Data riwayat pasien sebelumnya tetap aman dan tidak terpengaruh oleh proses reset.*

8. DARK MODE

Aplikasi Antrian Klinik mendukung tampilan Dark Mode (tema gelap) secara otomatis mengikuti pengaturan tema sistem pada perangkat Android yang digunakan. Fitur ini membantu mengurangi kelelahan mata, terutama saat digunakan dalam kondisi cahaya rendah.

Langkah - Langkah

1. **Buka Halaman Utama:** Pastikan Anda sudah login dan berada di halaman utama aplikasi.
2. **Klik Ikon Mata:** Tekan ikon mata yang tersedia di halaman utama. Tampilan aplikasi akan langsung berubah menjadi Dark Mode secara otomatis.

***Catatan:** Untuk kembali ke tampilan terang (Light Mode), klik kembali ikon mata yang sama. Pengaturan ini berlaku langsung tanpa perlu me-restart aplikasi.*

LINK GitHub

<https://github.com/Nrestni>